

Инструкция по применению медицинского изделия

Материалы упаковочные под товарным знаком ВОМ для стерилизации: пакеты из нетканого материала и пленки.

Производитель: АО «ТЗМО С.А.», Польша, TZMO S.A., 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, Poland.

Адрес/место производства: 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, Poland.

Описание: благодаря высокой прочности нетканого материала и пленки, с точки зрения появления разрывов, данные пакеты рекомендуются для упаковки более тяжелых и крупных предметов типа наборов халатов или инструментов. Возможно использование пакетов в виде основной упаковки для стерилизации или как вторичной защитной упаковки.

Состав: ламинат розово-фиолетового цвета (полиэфир, полипропилен), нетканый материал 60 г/м² (целлюлозные волокна, полиэфир).

Назначение: предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена и формальдегидом (с применением соответствующего индикатора).

Противопоказания: истёк допустимый срок хранения изделия, указанный на упаковке, нарушена ее целостность, упаковка находится во влажном состоянии (подмочена).

Способ применения: вымыть руки перед использованием пакетов; открыть упаковку с изделиями; достать пакет из общей упаковки; следует выделять большое пространство в пакете для циркуляции воздуха (загрузка до $\frac{3}{4}$); стерилизацию упакованных изделий осуществляют в стерилизаторах, разрешенных в установленном порядке к применению, в соответствии с режимами, регламентированными действующими документами, а также согласно инструкции по эксплуатации стерилизатора конкретного типа; в стерилизаторе пакеты должны соприкасаться пленкой к пленке или нетканым материалом к нетканому материалу. Рекомендуемые параметры: 170 – 185 °С; при загрузке стерилизаторов необходимо следить за правильностью размещения пакетов с изделиями в стерилизационной камере: не допускать соприкосновения пакетов со стенками камеры и дверью (крышкой) стерилизатора; соблюдать норму загрузки; не ставить друг на друга, а также на верхнюю полку корзины, кассеты, подносы и лотки с упакованными наборами инструментов (кроме корзин, специально предназначенных для такого размещения); пакеты с изделиями, оставшиеся влажными после стерилизации водяным паром, непосредственно после стерилизации подсушивают, не вскрывая упаковки, в сушильном шкафу или в воздушном стерилизаторе при температуре не выше 85°С; перед использованием по назначению изделия, простерилизованные в стерилизационных пакетах, освобождают от транспортной (защитной) упаковки и проводят визуальный контроль каждой стерилизационной упаковки и при отсутствии нарушений стерилизационные пакеты вскрывают с соблюдением мер асептики (со стороны нерабочей части инструмента), выкладывают изделия на "стерильный стол" или сразу используют по назначению.

Хранение: рекомендуется хранить изделия в сухих помещениях при температуре от +10 °С до +30 °С и относительной влажности от 30% до 60%.

Срок годности: срок годности и хранения составляет 5 лет.

Утилизация: утилизировать как безопасные медицинские отходы.

Рекламации: при возникновении вопросов, проблем или неполадок обращайтесь к уполномоченному представителю производителя в РФ.

Продавец / импортер / уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БЕЛЛА Восток», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, д. 9, тел.: 8 495 726 55 25.

Символы на упаковке:

	Код партии
	Использовать до
	Запрет на повторное применение
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Европейское соответствие

	Возможность утилизации использованной упаковки (LDPE – полиэтилен низкого давления)
	Производитель, адрес, наименование
	Номер по каталогу
	Обратитесь к инструкции по применению
	Не использовать при повреждении упаковки
	Знак «medical device»