

Хирургический халат Medidress PERFECT обеспечивает комфорт в использовании и защищает от проникновения жидкостей и микроорганизмов. Полиэстровая ткань, из которой изготовлены задняя часть халата и рукава (не критическая зона), характеризуется отличной воздухопроницаемостью.

Передняя часть халата и предплечья, которые непосредственно контактируют с операционным полем, изготовлены из трехслойного ламината (полиэстровая ткань с полиуретановой мембраной), который является барьером для биологических жидкостей и микроорганизмов.

Применение:

- в качестве одежды для медицинского персонала при проведении длительных инвазивных процедур с наличием большого объема биологических жидкостей, изделия соответствуют норме EN 13795

Виды:

- нестерильные
- цвет: голубой
- [размеры готового изделия](#)

