

Нагрудники изготовлены из пленки и тонкой бумаги. Полиэтиленовая пленка отлично защищает от промокания, а тонкая бумага обеспечивает впитывание.

Перфорация позволяет легко отделить нагрудник от рулона. Специальные завязки и вырез, образованные при разрыве по линии перфорации, служат для крепления нагрудника на шее.

Эстетичные, удобные в использовании, нагрудники обеспечивают идеальную защиту пациента.

Применение:

- для защиты одежды пациента от загрязнения во время стоматологических процедур

Размеры и упаковка:

- нестерильно: в рулонах
- размеры: 51 см x 65 см

