

- изготовлены из хлопковой марли, отбеленной без использования хлора
- нить влияет на форму тампона и облегчает удаление из операционного поля
- возможность стерилизации нестерильной версии тампона

Применение:

- для использования во время хирургических и амбулаторных процедур
- для остановки кровотечения и впитывания большого количества жидкости

Виды:

- стерильные
- с 1 или 2 нитями-завязками

Размеры и упаковка:

- предлагаются в размерах: 2 см x 1,5 см, 3 см x 2 см, 3,5 см x 2,5 см, 3 см x 4 см, 5 см x 5 см
- стерильные: упакованы по 1 шт.

ВНИМАНИЕ: во время инвазивных процедур изделие следует использовать исключительно в неразвернутом состоянии.

