

Быстрохватывающий гипсовый бинт и гипсовая лонгета Gipset незаменимы там, где необходимо немедленное придание неподвижности.

- специально подобранное сочетание гипсового материала, нанесенного на марлевый носитель самого высокого качества, обеспечивает наложение прочной повязки с высокой конечной твердостью
- увеличенное количество гипсовой массы обеспечивает быстрое наложение повязки и меньшее количество используемых гипсовых бинтов
- стержень с перфорацией смоделирован таким образом, чтобы гипсовый бинт намокал равномерно и быстро
- предлагаются также в голубом и розовом цветах, которые особенно популярны в детских травматологиях
- предлагаются также в форме лонгеты, то есть 4-слойного бинта, длиной 10 м или 20 м, предназначенного для дополнительного укрепления циркулярных гипсовых повязок
- параметры: время намокания около 5 секунд, время схватывания 3-3,5 минут, время моделирования около 2 минут
- прочность и быстрое время схватывания материалов позволяет производить первую нагрузку уже после 15-20 минут



Ввиду короткого времени схватывания используется для:

- придания неподвижности на операционном блоке, где необходимо немедленное наложение гипсовой повязки
- придания неподвижности у детей (дети очень подвижны, поэтому необходимо немедленное наложение гипсовой повязки)

Виды:

- бинты
- лонгеты

Размеры и упаковка:

- белый бинт

3-метровый, ширина 6 см, 8 см, 10 см, 12 см, 15 см, 20 см

4-метровый, ширина 15 см

упакован по 2 шт.

- цветной бинт

3-метровая, ширина 10 см, 12 см, 15 см, 20 см

упакован по 2 шт.

- лонгета



>>

10-метровая, ширина 10 см, 15 см

20-метровая, ширина 10 см, 12 см, 15 см, 20 см

упакована по 1 шт.

Быстрохватывающие гипсовые бинты и гипсовые лонгеты 3-3,5 мин Gipset