

Салфетки Matocomp изготовлены из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного без использования хлора:

- отсутствие свободно выступающих нитей на поверхности салфетки
- края обработаны таким образом, чтобы исключить образование свободных нитей по краям
- высокая впитываемость
- возможность стерилизации

Применение:

- для впитывания жидкостей во время хирургических процедур (стерильные)
- для гигиеническо-косметических целей (нестерильные)

Виды:

- стерильные (стерилизованы водяным паром) и нестерильные
- 13-, 17-ниточные, а также плотностью 36 г/м<sup>2</sup>
- с рентгеноконтрастной нитью или без
- связанные между собой или без связывания
- 2-, 8-, 12-, 16-слойные

Размеры и упаковка:

- нестерильные: 5 см x 5 см, 7,5 см x 7,5 см, 10 см x 10 см, 16 см x 14 см, 29 см x 45 см, упакованы в бумажный пакет по 100 шт.
- стерильные: 5 см x 5 см, 7,5 см x 7,5 см, 10 см x 10 см, 10 см x 20 см, 16 см x 14 см, 29 см x 45 см, упакованы в упаковку типа блистер по 2 шт., по 3 шт., по 5 шт., по 10 шт.

**ВНИМАНИЕ:** во время инвазивных процедур изделие следует использовать исключительно в неразвернутом состоянии.

