

Впитывающий слой служит для впитывания жидкостей, образованных на использованных хирургических инструментах во время процедур, пленочный слой защищает от протекания жидкостей на столик. Телескопическое сложение обеспечивает быстрое надевание чехла на столик и препятствует случайному загрязнению чехла, а пескоструйная пленка предотвращает скольжение чехла.

Соответствуют требованиям нормы EN 13795.

Применение:

- предназначены для сохранения стерильности столика Mayo

Виды:

- стандартная
- с более толстой пленкой

Размеры и упаковка:

- размеры: 145 см x 80 см
- стерильные (стерилизовано оксидом этилена): упакованы в бумажно-пленочный пакет по 1 шт.

