

Цветные хирургические метки изготовлены из полиэфирных волокон техникой вязания в виде полосок с боковыми краями завернутыми вовнутрь. Особое переплетение исключает распускание краев изделия в местах разрезов. Не вызывает воспалительных реакций, характеризуются высокой химической чистотой и большой механической прочностью. Легко хранимые.

Применение:

- служат для поддержки и отведения органов, препарируемых во время операции

Виды:

- красные для артерий; голубые для вен; желтые для мочеиспускательных каналов, белые для нервов
- стерильные (стерилизованы оксидом этилена)

Размеры и упаковка:

- диаметр от 2 мм до 4 мм, длина 900 мм
- упакованы в бумажно-пленочный пакет по 1 шт., и затем в картонную коробку по 10 шт.

