

Мягкие эластичные бинты высокой растяжимости – 100%, с неосыпающимися краями, одноразового использования. Структура бинтов препятствует смещению повязки.

Применение:

- для фиксации повязок на суставах, а также частях тела, имеющих округлую форму

Состав сырья: полиамид, вискоза.

Виды:

- нестерильные

Размеры и упаковка:

- ширина 6 см, 8 см, 10 см, 12 см, 15 см, длина 2 м , в пленке по 1 шт.

Длина измеряется в свободном состоянии

- ширина 8 см, длина 4 м , в пленке по 1 шт.

Длина измеряется в растянутом состоянии

