

Универсальные эластичные бинты, растяжимостью 150%, для универсального применения. Постоянную эластичность бинта (даже после нескольких стирок) обеспечивает комбинация волокон натурального происхождения и волокон синтетических.

Структура бинтов предотвращает соскальзывания повязки. Каждый бинт имеет застежку, которая облегчает крепление повязки.

Состав сырья: хлопок, полиамид, полиуретан.

Применение:

- для поддерживающих повязок при профилактике и лечения повреждений опорно-двигательного аппарата, например, вывихов и растяжений
- для легкосдавляющих повязок (в лечении венозных болезней)
- для фиксации повязок

Виды:

- нестерильные

Размеры и упаковка:

- ширина 8 см, 10 см, 12 см, 15 см, длина 1.6 м и 2 м, в картонной коробке или в пленке по 1 шт.

Длина измеряется в свободном состоянии.

- ширина 8 см, 12 см, 15 см, длина 5 м, в пленке по 1 шт

Длина измеряется в растянутом состоянии..

