

Эндопротез костей свода черепа изготавливается из полипропиленовых и полиэфирных волокон техникой вязания. Высокая прочность, небольшой собственный вес, устойчивость к впитыванию жидкостей, нетоксичность, химическая инертность, высокая степень заживления позволяют легко идентифицировать трансплантаты с естественной черепной костью по их физическим свойствам. Их легко смоделировать во время имплантации.

Применение:

- для восстановления дефектов черепа (краниопластика)

Вид:

- Codubix® S – стерильные (стерилизованы водяным паром)
- Codubix® – нестерильные

Размеры и упаковка:

- от 75×57 мм до 134×110 мм
- также возможно изготовление протезов, адаптированных к индивидуальным заказам на основе потери костной массы или картирования на основе изображений компьютерной томографии
- стерильные: упакованы в двойной бумажно-пленочный пакет и коробку по 1 шт.
- нестерильные: упакованы в полиэтиленовую пленку и коробку по 1 шт.

Более подробная информация находится на сайте: www.codubix.ru

