

Гипоаллергенный фиксирующий пластырь из нетканого материала Plastopore:

- изготовлен из белого нетканого материала, рекомендован для людей с чувствительным типом кожи
- микропористая структура отлично пропускает воздух и не вызывает мацерацию кожи
- гипоаллергенный клей не вызывает раздражений и аллергии
- зубчатые края пластыря позволяют делить его на части без использования ножниц

Применение:

- для фиксации повязок у лиц с чувствительным типом кожи
- для фиксации катетеров и иных вспомогательных медицинских средств у лиц с чувствительным типом кожи

Вид:

- нестерильные

Размеры и упаковка:

- длина 5 м и 9,14 м, ширина 1,25 см, 2,5 см и 5 см
- упаковка зависимости от размера: пластиковая или картонная коробка

