

Контроль над количеством экссудата для ран со средним количеством отделяемого

- небольшая частота смены повязок – составляющие элементы повязок обеспечивают длительную впитываемость (до 7 дней) для ран с умеренным экссудатом
- поддерживает влажную среду, что создает оптимальные условия для процесса заживления
- самоклеящиеся – нет необходимости использовать вторичную повязку

Применение – для влажного заживления ран и при лечении ран с умеренным экссудатом:

- ожоги II степени
- язвы на ногах
- пролежни
- хронические медленно заживающие раны и ссадины

Виды:

- стерильные

Размер и упаковка:

- стерильные: 10 см x 10 см, 15 см x 15 см, 20 см x 20 см; упакованы по 5 шт.

