

Халаты изготовлены из полипропиленового нетканого материала. Халаты имеют свободный крой, широкие, полностью закрывают тело хирурга. Полиэстровый манжет не пылит и тщательно охватывает запястье. Халаты сложен таким образом, чтобы их можно было самостоятельно асептически надеть. Халаты имеют внутренние и внешние завязки, которые закреплены на специальной карточке, которые дают возможность завязать халат нестерильно с последующим переходом на стерильный вариант.

Кроме того, есть возможность заказать хирургический халат STANDARD в версии PLUS, которая обладает устойчивостью на воздействие средств, содержащих алкоголь и он удлинен для того, чтобы обеспечить защиту и комфорт также во время операций, проводимых в сидячем положении.

Применение:

- для коротких операций с небольшим количеством жидкостей

Типы:

- стерильные (стерилизованы водяным паром) и нестерильные
- стерильные с полотенцами для рук или без
- стерильные с полотенцами для рук и дополнительной оберткой в крепированную бумагу или без
- цвет: голубой

Размеры и упаковка:

- размеры: M, L, XL, XXL
- стерильные: упакованы в бумажно-пленочный пакет по 1 шт.
- нестерильные: упакованы в пленочный пакет по 10 шт.

[>>](#)