

Вата – самый популярный перевязочный материал, широко используемый дома и в амбулаторных условиях. Изготовлен из 100% хлопка высочайшего качества. Благодаря использованию натуральных и чистых волокон он обеспечивает исключительную впитывающую способность и безопасность использования.

Применение:

- как впитывающий материал для использования в качестве дополнительного внешнего слоя, накладываемого на повязку – не использовать во время хирургических процедур и не наносить непосредственно на рану
- позволяет защитить тело от травм и давления
- фасовка: 50 г, 100 г, 250 г
- предлагается в удобной пленочной упаковке и упаковке зиг-заг
- нестерильная

