


Изготовлены из трех слоев нетканого гипоаллергенного материала. Защищают от распространения инфекции и болезнетворных бактерий, можно использовать в периоды повышенной эпидемической угрозы. Эффективность бактериальной фильтрации (BFE) 70%. Благодаря специальному моделирующему вкладышу для носа маски плотно прилегают к лицу. Сторона маски, прилегающая к лицу, оснащена мягкими эластичными ремешками.

Применение:



- потяните полоски с надписью «open» в указанном направлении, наденьте маску на лицо, удерживая ее до момента закрепления ремешков за ушами
- отрегулируйте вставку на верхней части маски по форме переносицы
- расправьте маску таким образом, чтобы она плотно закрывала нос и рот

Виды:

- нестерильные
- цвет: голубой

Размер и упаковка:

- упакованы в коробку по 30 шт.

