

Гипсовый бинт Pregips 12 имеет время схватывания 12 минут и время формования до 6 минут, что значительно упрощает работу с большими и сложными слепками.

- специально разработанная перфорированная сердцевина обеспечивает равномерную и быструю пропитку

Применение – специфическое из-за длительного времени схватывания:

- длительное время формования позволяет создавать большие и сложные слепки, состоящие из нескольких гипсовых повязок
- длительное время схватывания обеспечивает прочное соединение всех слоев гипсовой повязки
- время замачивания около 5 секунд, время схватывания около 12 минут, время формования около 5-6 минут
- высокая прочность позволяет выдерживать вес за 20-25 минут

Виды:

- бинты гипсовые

Размеры и упаковка:

- цвет белый

3-метровая, ширина: 6 см, 8 см, 10 см, 12 см, 14 см, 15 см, 20 см

4-метровая, ширина: 15 см, 20 см

упакован по 2 шт.

