

Легкие, неэластичные фиксирующие бинты, предназначенные для фиксации повязок любого типа. Пропускают воздух и хорошо переносятся кожей.

Тканые края не осыпаются и обеспечивают комфорт применения изделия.

Применение:

- для фиксации повязок
- для крепления и поддержки медицинских катетеров и зондов и др.

Виды:

- нестерильные

Размеры и упаковка:

- ширина: 5 см, 10 см и 15 см, длина 4 м, в бумажном пакете по 1 шт.

Длина измеряется в свободном состоянии

