

Эластичность материала, из которого изготовлена операционная лента, позволяет ей с легкостью принимать любую форму, а использованный „фингерлифт” позволяет удобное нанесение.

Лента с липучками имеет застежку типа “”велкро””, обе части которой имеют клеевую поверхность, защищенную бумагой с „фингерлифт”. Одна часть ленты размещается на выбранном месте на покрытии, а другая позволяет многократное крепление и/или смену местоположения прикрепленного оборудования на поверхности простыни.

Применение:

- для крепления, салфеток/простыней, проводов, кабелей

Виды:

- с липучкой или без

Размеры и упаковка:

- стерильные (стерилизованы оксидом этилена): упакованы в бумажно-пленочный пакет по 1 шт., по 2 шт.
- размеры: 50 см x 9 см (без липучки) и 25 см x 2 см (с липучкой)

