

Специализированная упаковка, в которых изделие может подвергаться радиационной стерилизации.

Изделия соответствуют требованиям норм EN 868-6, EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2.

Применение:

- в качестве упаковки для радиационной стерилизации (IRRAD) оксидом этилена (EO) при применении дополнительных индикаторов стерилизации, соответствующих данному методу

Виды:

- пакеты
- рулоны

Размер и упаковка:

- пакеты – широкая гамма размеров: ширина от 50 мм до 420 мм; длина от 92 мм до 600 мм; упакованы по 100 шт.
- рулоны – широкая гамма размеров: ширина от 50 мм до 380 мм; длина 100 м и 200 м; упакованы по 1 шт.

[>>](#)