

Предложение бумажно-пленочной упаковки для стерилизации под маркой ВОМ.

Материалы высокого качества и валидированный производственный процесс обеспечивают отличный эффект “reel” – асептического вскрытия упаковок. Это сводит к минимуму риск заражения стерильного изделия частичками целлюлозы, которые могут образоваться во время вскрытия бумажных упаковок. Химические индикаторы процесса стерилизации напечатаны на бумаге в области сварочного шва со стороны пленки вне области загрузки пакета.

Изделия соответствуют требованиям норм EN 868-3, EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 11140-1.

Применение:

- в качестве упаковки для стерилизации водяным паром (STEAM), оксидом этилена (EO) и формальдегидом (FORM)

Вид:

- пакеты
- рулоны

Размер и упаковка:

- пакеты – широкая гамма размеров: ширина от 50 мм до 420 мм; длина от 113 мм до 600 мм; упакованы по 100 шт.
- рулоны – широкая гамма размеров: ширина от 50 мм до 500 мм; длина 100м, 200 м; упакованы по 1 шт.

