

Предназначены для упаковки тяжелых изделий, например комплектов постельного белья, комплектов инструментов. Химические индикаторы процесса стерилизации напечатаны в области сварочного шва со стороны пленки вне области загрузки изделия.

Изделия соответствуют требованиям нормы EN 868-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 11140-1.

Применение:

- в качестве упаковки для стерилизации водяным паром (STEAM), оксидом этилена (EO) и формальдегидом (FORM)

Виды:

- пакеты

Размер и упаковка

- пакеты – широкая гамма размеров: ширина от 150 мм до 900 мм; длина от 150 мм до 900 мм; упакованы по 100 шт.

