

- сочетание стерильных салфеток разной слоистости и размеров
- пакет, подобранный под индивидуальные потребности Клиента
- сочетание салфеток, находящихся в упаковке сводит к минимуму количество неиспользованного стерильного материала
- применение одного стерильного одноразового комплекта сводит к минимуму расходы на промежуточные упаковки
- применение одного стерильного одноразового комплекта позволяет избежать вскрытия большого количества одноразовых упаковок — с каждой очередной упаковкой возрастает риск инфицирования стерильных материалов

Применение:

- для впитывания жидкостей во время амбулаторных и хирургических вмешательств

Виды:

- стерильные
- салфетки из марли: количество нитей на 1 кв. см. (13, 17), а также марли плотностью 36 г/м². Слоистость (8, 12, 16), с рентгеноконтрастной нитью или без
- салфетки из нетканого материала: плотность (30 г/м², 40 г/м²), слоистость (4, 8, 12), с рентгеноконтрастной нитью или без
- по желанию связаны для удобства подсчета

Размеры и упаковка:

- сочетание размеров: 5 см x 5 см, 7,5 см x 7,5 см, 10 см x 10 см, 10 см x 20 см в одной упаковке

[>>](#)