

Ambulex VINYL – перчатки смотровые (диагностические) нестерильные виниловые, без пудры. Предназначены для для всех видов диагностических процедур в лечебных профилактических учреждениях, в кабинетах УЗИ и рентгена, в стоматологии, косметологии, ветеринарии
Материал – винил (100% поливинилхлорид). Перчатки универсальной формы (без разделения на правую и левую руку).

Манжета перчатки закончена валиком. Поверхность гладкая

Не содержат в составе латекса натурального каучука, что исключает риск аллергии у людей, чувствительных к латексу. Отличаются высокой эластичностью (растяжимостью)

Являются эффективным защитным барьером во время всех диагностических процедур. Оптимальное сочетание безопасности и комфорта

- отсутствие опудривающего вещества
- покрытая полимером внутренняя поверхность укрепляет структуру перчатки и облегчает надевание даже на влажные ладони
- гладкая наружная поверхность перчаток позволяет сохранить чувствительность
- универсальная форма – без разделения на правую и левую руку

Применение:

- для проведения диагностических или терапевтических процедур
- для применения в кабинетах УЗИ и рентгена, в стоматологии, косметологии, ветеринарии

Виды:

- нестерильные
- неопудренные

Размеры и упаковка:

- XS, S, M, L, XL упакованы в коробку по 100 шт.

Наличие медицинского регистрационного удостоверения

Соответствие ГОСТ Р 52239-2004

