

Защита чувствительных тканей

- прозрачная повязка из тонкой полиуретановой пленки – прозрачность позволяет визуально осмотреть рану
- водонепроницаемый и непроницаемый для микроорганизмов – позволяет выполнять обычные гигиенические процедуры, сводя к минимуму риск инфицирования раны
- поддерживает необходимый уровень влажности в ране – рана заживает без образования корок, что сводит к минимуму риск образования рубцов
- может оставаться на ране в течение 7 дней – меньшее количество смен повязок приводит к более быстрому процессу заживления и меньшим затратам

Применяются для лечения:

- слабые ожоги
- пролежней I и II степени
- послеоперационные раны
- ссадины и порезы
- мест взятия кожных трансплантатов
- Повязку можно использовать с профилактической целью в качестве защиты от разрушения кожи из-за трения или постоянного воздействия влаги.

Повязку можно использовать с профилактической целью в качестве защиты от разрушения кожи из-за трения или постоянного воздействия влаги.

Виды:

- стерильные

Размеры и упаковка:

- стерильные: 12 см x 12 см; упакованы по 5 шт. и по 50 шт.

