

Полотенца для рук Matodrape предлагаются в качестве самостоятельного изделия или в качестве элемента комплекта. Мягкие и впитывающие. Входят в состав наборов Matodrape.

Применение:

- для вытирания рук, удаления чрезмерного количества пудры с перчаток или вытирая новорожденного ребенка после родов

Виды:

- изготовлены из целлюлозы или нетканого материала

Размеры и упаковка:

- стерильные (стерилизованы оксидом этилена): упакованы в бумажно-пленочный пакет по 1 шт., по 2 шт., по 4 шт.
- размеры: 30 см x 30 см, 40 см x 30 см, 50 см x 40 см, 50 см x 50 см, 80 см x 60 см

