

Лечение труднозаживающих и глубоких ран.

- высоковпитывающая – впитывается быстро и много; абсорбирующие свойства позволяют повязке на длительное время выдерживать обильный экссудат раны
- регулирует влажность – поддерживает влажную среду, что создает оптимальные условия для процесса заживления
- мягкая, легко укладывается на рану или непосредственно в раневую полость, что делает ее идеальной для глубоких ран
- возможно применение на инфицированных ранах – только под наблюдением врача

Применяются для лечения ран с обильным количеством отделяемого:

- пролежни
- язвы на ногах
- диабетическая стопа
- донорские сайты
- травматические раны

Виды:

- стерильные

Размеры и упаковка:

- стерильные: 10 см x 10 см, упакованы по 5 шт.

