

- изготовлена из мягкого эластичного нетканого материала, благодаря которому повязка хорошо повторяет форму тела и не стесняет движений
- пористый нетканый материал позволяет коже дышать
- впитывающая подушечка расположена по центру, а окружающий клей плотно удерживает повязку на месте
- микросеточка предотвращает прилипание повязки к ране
- клей не вызывает раздражения кожи
- закругленные края защищают повязку от преждевременного отделения от тела пациента
- широкая складка силиконовой защитной бумаги позволяет нанести повязку даже в перчатках
- повязка пропускает рентгеновские лучи

#### Применение:

- для перевязки ран после операции, для обработки ран и ссадин

#### Виды:

- стерильная
- форма: прямоугольник, овал (глазная повязка)

#### Размеры и упаковка:

- стерильный: упакованы по 25 шт., по 50 шт. и по 100 шт. в зависимости от размера
- прямоугольник – предлагается в размерах: 7,2 см x 5 см, 10 см x 6 см, 10 см x 8 см, 15 см x 8 см, 20 см x 10 см, 25 см x 10 см, 30 см x 10 см, 35 см x 10 см
- овал – предлагается в размере: 6,5 см x 9,5 см

