

Простыня с двумя зонами (критическая и менее критическая), соответствует требованиям нормы EN 13795.

Абсорбирующий слой в средней части простыни впитывает жидкости, а пленочный слой препятствует протеканию жидкостей на стол.

Предлагается в качестве самостоятельного изделия или в качестве элемента комплектов.

Применение:

- предназначена для сохранения стерильности инструментального стола

Размеры и упаковка:

- размеры: 150 см x 190 см
- стерильная (стерилизована оксидом этилена): упакована в бумажно-пленочный пакет по 1 шт.

