

TF – это 2-слойный ламинат, который:

- характеризуется высокой прочностью на разрыв
- со стороны фольги является барьером для жидкостей и обеспечивает высокую защиту от биологических факторов
- с стороны нетканого материала имеет очень хорошую впитывающую способность
- обладает антистатическими свойствами
- биосовместимый – не оказывает раздражающего, сенсibiliзирующего или цитотоксического действия

Салфетки и простыни из TF могут иметь, например, адгезивные края и отверстия различной формы. Изделия из ламината TF соответствуют требованиям нормы EN 13795.

Применение:

- индивидуальные или входят как в состав операционных комплектов – обеспечивая безопасность как пациенту, так и медицинскому персоналу, также предлагаются в качестве самостоятельных элементов

Размеры и упаковка:

- широкий ассортимент размеров
- стерильные (стерилизованы оксидом этилена): упакованы в бумажно-пленочный пакет по 1 шт.; кроме того, стерильные простыни в индивидуальной упаковке могут быть упакованы в картонный диспенсер, позволяющий организовать и хранить изделия в больнице
- нестерильные: упакованы в пакет от 15 шт. до 150 шт.

