

Самоклеящаяся лента из нетканого материала Plastofix:

- мягкая и эластичная самоклеящаяся лента из нетканого материала
- хорошо прилегает и повторяет форму подвижных частей тела, на которых кожа особенно подвержена растяжению, оставляя пациенту полную свободу движений
- микропористая основа из нетканого материала с высокой воздухо- и паропроницаемостью позволяет коже “дышать”
- акриловый клей не вызывает раздражений кожи
- белая бумага, покрытая силиконом с клеящей стороны, облегчает наложение ленты (даже в медицинских перчатках)

Применение:

- для фиксации повязок, в том числе на больших поверхностях (послеоперационные раны)
- для фиксации повязок в местах, подверженных натяжению, например, в области суставов
- для крепления катетеров и дренажных трубок

Вид:

- нестерильные

Размеры и упаковка:

- длина 10 м и ширина 2,5 см, 5 см, 10 см, 15 см, 20 см, 30 см
- упакованы в картонную коробку по 1 шт.

