

Изготовлены из тонкого воздухопроницаемого полипропиленового нетканого материала. Шапочки отлично “сидят” на голове благодаря специальному крою и эластичной резинке. Изделия защищают операционное поле от таких загрязнений как перхоть, пыль, слущенный эпидермис.

Применение:

- в операционном блоке
- в качестве защитной одежды и
- для лиц, посещающих пациентов

Виды:

- тип “берет”, “колпак” (на резинке, на завязках, с напотником)
- стерильные (стерилизованы водяным паром) и нестерильные
- цвет: голубой

Размер и упаковка:

- нестерильные: упаковка в полиэтиленовый пакет по 100 шт.

