

Синтетическая подкладка под гипсовую повязку Matosoft SYNTHETIC Отлично выстилает изнутри гипсовую повязку, защищая кожу пациента от температуры, давления и неровностей со стороны гипсового бинта. Уменьшает риск возможных потертостей и раздражений.

Благодаря мягкой и пушистой структуре отлично прилегает к коже пациента, обеспечивая комфорт применения.

В сочетании с трубчатым ортопедическим бинтом Tubula, создает идеальную подкладку под гипсовую повязку.

Применение:

- для защиты кожи от раздражений и тепла от затвердевающего бинта
- в качестве элемента подгипсовой повязки
- в качестве элемента, защищающего кожу под компрессионным бинтом

Виды:

- нестерильные

Размеры и упаковка:

- размеры: ширина 10 см, 15 см, 20 см, длина 3 м, упакованы по 12 шт.

