

Синтетический трубчатый ортопедический бинт Tubula из синтетической ткани используется в качестве первого слоя под гипсовой повязкой. В сочетании с подкладкой Matosoft NATURAL является целостной натуральной подгипсовой повязкой, которая оптимально защищает кожу пациента от возможных раздражений и тепла от затвердевающего гипсового бинта. Трубчатый бинт также защищает кожу от острых краев гипсовой повязки. Не впитывает жидкости.

Применение:

- для защиты кожи от раздражений и тепла от затвердевающего бинта
- в качестве элемента подгипсовой повязки
- в качестве элемента, защищающего кожу под компрессионным бинтом

Виды:

- нестерильные

Размеры и упаковка:

- размеры 7 см, 10 см, 15 см, длина 10 м, упакован по 1 шт.

