

- изготовлены из хлопковой марли, отбеленной без использования хлора или медицинского нетканого материала
- мелкий перевязочный материал с большой впитываемостью
- разнообразие форм позволяет выбрать соответствующий под данный тип процедуры тупфер
- широкая гамма размеров
- возможность стерилизации нестерильной версии

Применение:

- для остановки кровотечения, осушения и очищения раны в больничных или амбулаторных условиях
- для дезинфекции операционного поля

Виды:

- стерильные и нестерильные
- с рентгеноконтрастной нитью или без
- предлагаемые формы: шарик, фасолька, усик, треугольник, наперсток

Размеры и упаковка:

- стерильные: упакованы по 3 шт., по 5 шт., по 10 шт., по 3 шт. в двух камерах (двойной блистер)
- нестерильные: упаковано по 25 шт., по 50 шт., по 100 шт., по 200 шт., 250 шт, 500 шт.
- широкая гамма размеров

ВНИМАНИЕ: во время инвазивных процедур изделие следует использовать исключительно в неразвернутом состоянии.

