

Легкие урологические ленты связаны из прозрачной моноволоконной полипропиленовой пряжи. На обоих концах ленты есть синие ручки, которые позволяют закрепить ее на соответствующем аппликаторе. Ручки также изготовлены из моноволоконной полипропиленовой нити. Каждая ручка имеет дополнительную защиту от выдергивания ленты с применением силы, необходимой для ее прохождения через анатомические структуры. Лента характеризуется: биостабильностью, благодаря которой она не теряет физических свойств при длительном контакте с тканями и жидкостями в организме. Монофиламентная структура минимизирует риск бактериальной инфекции, а оптимально продуманная пространственная структура с уникальным размером пор делает зарастание соединительной тканью максимально быстрым.

Применение:

- предназначена для хирургического лечения стрессового недержания мочи у женщин методами TVT и TOT

Виды:

- стерильные (стерилизованы оксидом этилена)

Размеры и упаковка:

- длина 45 см
- упакованы в двойной бумажно-пленочный пакет со складкой и далее в картонную коробку по 1 шт.

Более подробная информация находится на сайте: www.dallop-nm.ru

