





































СИМВОЛЫ MATOSET - ИНСТРУКЦИЯ

Правила расшифровки символов - информация об изделии в одной линии:



Описание самых распространенных параметров изделия:

Символ	Объяснение	Символ	Объяснение
Количество		Вид изделия	
1 (2 x 10)	1 штука перевязанные: 2 x 10 штук		простыня/салфетка:
	Вид изделия		- с адгезивным краем
  	салфетка, салфетка с Y и O образными надрезами		- с отверстием
	нейрохирургические салфетки		- с отверстием и адгезивным краем
     	тупферы: шарик, фасоль, усик, треугольник, наперсток, горошек		- под ягодицы
	сетон		- в форме буквы Т с отверстием
	операционная салфетка с петлей		- на инструментальный стол
	гинекологические прокладки Absorgyn		чехол на столик Mayo
 	впитывающая повязка, повязка с высокой впитывающей способностью Absorba		карман для сбора жидкостей, медицинская операционная лента
 	глазная повязка, повязка для носа Absorba		
	Matosoft подкладка под гипсовую повязку		
	трубчатый ортопедический бинт		
	бинт с застежкой		

Символ	Объяснение	Символ	Объяснение
Вид изделия		Символы	
	<p>полотенце для рук</p> <p>чехлы на конечности</p> <p>чехлы на медицинские приборы, чехлы на С дугу, чехлы на провода медицинских инструментов Camera Cover</p> <p>хирургические халаты: Standard, Perfect фартук, нарукавники, шапочки</p> <p>смотровые перчатки, хирургические перчатки, маски с резинкой и на завязках</p> <p>контейнер прямоугольный, круглый, поднос, чехол на лампу 2 и 3 камерный лоток, картонный лоток</p> <p>шпатель для дезинфекции, для взятия мазка, для языка</p> <p>клещи, иглодержатель, ножницы</p> <p>ножик, нож для скальпеля</p> <p>пластиковый пинцет, пупочный зажим, хирургический пинцет</p> <p>шприц, игла, дренажная трубка</p> <p>Катетер Фолея, мочеприемник, мешочек для органов</p> <p>трансфузионный аппарат, фенфлон</p> <p>пластырь</p> <p>повязка из нетканого материала Fixopore S</p> <p>повязка пленка-нетканый материал для крепления канюль</p>	<p>13,17, 20  30 g/m², 40 g/m² </p> <p> </p> <p>TMS, BP, Special, Comfort, TF, FB, PE</p> <p>  неопудренно опудренно</p> <p>17  , 4 </p>	<p>количество нитей на 1 кв. см. марли плотность нетканого материала</p> <p>марля с рентгеноконтрастной нитью, нетканый материал с рентгеноконтрастной нитью</p> <p>символы нетканых материалов, ламинатов и пленки</p> <p>информация о латексе и содержанию пудры</p> <p>количество слоев марли или нетканого материала</p>
		Размер	
		<p>320x180 (Ø8)</p> <p>1 м x 2 см</p> <p>200 мл</p> <p>no. 11</p> <p>M, L, XL, XXL</p> <p>6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9</p> <p>XS, S, M, L, XL</p>	<p>320 см x 180 см, с отверстием диаметром 8 см</p> <p>1 м x 2 см</p> <p>емкость 200 мл</p> <p>нумерация, используемая при ножах для скальпеля</p> <p>размеры хирургических халатов</p> <p>размеры хирургических перчаток</p> <p>размеры смотровых перчаток</p>