

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ [CM]

### Операционные комплекты

Параметр/Рост	Размер							Погрешность	Метод испытаний
	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL		
Окружность груди	96	104	110	116	120	124	130	± 2	EN 1773
Длина рукава	22							± 1	
Окружность бедер	96	104	110	116	120	124	130	± 2	
Окружность талии(брюки)	90	95	100	105	110	115	120	± 2	
Длина блузы	158-164	65	65	65	65	65	65	± 1	
	170-176	70	70	70	70	70	70		
	182-188	75	75	75	75	75	75		
Длина брюк с поясом	158-164	102	102	102	102	102	102	± 1	
	170-176	106	106	106	106	106	106		
	182-188	110	110	110	110	110	110		
Длина юбки с поясом	158-164	60	60	60	60	60	60	± 1	
	170-176	62	62	62	62	62	62		
	182-188	64	64	64	64	64	64		