



Инструкция по применению медицинского изделия

Операционное бельё, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: чехлы. (размер и кол-во шт. см. на упаковке).

Производитель: «ТЗМО С.А.», Польша, TZMO S.A. (TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.), Polska, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26.

Адрес/место производства: Polska, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26.

Описание: Предназначены для укрывания носилок. Чехлы на носилки имеют две закладки, которые облегчают крепление. Дополнительно, чехол имеет четыре завязки для закрепления на носилках.

Состав: полипропиленовый нетканый материал.

Назначение: применяются для специализированных хирургических операций, являются барьером для крови и других процедурных жидкостей.

Противопоказания: истёк допустимый срок хранения изделия, указанный на упаковке, нарушена ее целостность. Возможны аллергические реакции на материалы, из которых изготовлено изделие.

Способ применения: после вскрытия упаковки использовать по назначению.

Хранение: хранить в закрытых сухих помещениях, защищённых от атмосферных осадков и почвенной влаги, с температурой выше 0°C.

Срок годности: 5 лет с момента изготовления.

Утилизация: утилизировать как эпидемиологические опасные отходы.

Рекламации: при возникновении вопросов, проблем или неполадок обращайтесь к уполномоченному представителю производителя в РФ.

Продавец / импортер / уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БЕЛЛА Восток», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, д. 9, тел.: 8 495 726 55 25.

Символы на упаковке:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Код партии |  | Возможность утилизации использованной упаковки (LDPE – полиэтилен низкого давления) |
|  | Использовать до |  | Производитель, адрес, наименование |
|  | Запрет на повторное применение |  | Номер по каталогу |
|  | Не допускать воздействия солнечного света |  | Обратитесь к инструкции по применению |
|  | Беречь от влаги |  | Не использовать при повреждении упаковки |
|  | Европейское соответствие |  | Знак «medical device» |
|  | Изделие нестерильно |  | Знак «Зеленая точка» |

Рег.№ ФСЗ 2012/11840 от 22.03.2012 г.

Дата последней верификации: _____