

Инструкция по применению медицинского изделия

Операционное бельё, защитные элементы и аксессуары операционных полей одноразовые, в отдельных упаковках и комплектах Matodrape стерильные под товарным знаком matopar: II. Операционное бельё, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в комплектах: Комплект для лапароскопии.

Состав набора: простыни с 2-мя отверстиями, адгезивным краем, встроенными чехлами для ног, усиленной зоной 280см x 200см -1шт., простыни 150см x 90см -2шт., салфетка 90см x 90см -5 шт., халат XL -1шт.

Состав набора схематично отражен на этикетке.

Состав: полипропилен, полиэтиленовая пленка.

Производитель: «ТЗМО С.А.», Польша, TZMO S.A. (TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.), Polska, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26.

Адрес/место производства: Polska, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26.

Назначение: применяются для специализированных хирургических операций, являются барьером для крови и других процедурных жидкостей.

Противопоказания: истёк допускаемый срок хранения изделия, указанный на упаковке, нарушена ее целостность. Возможны аллергические реакции на материалы, из которых изготовлено изделие.

Способ применения: после вскрытия упаковки использовать по назначению.

Хранение: хранить в закрытых сухих помещениях, защищённых от атмосферных осадков и почвенной влаги, с температурой 15°C-30°C.

Срок годности: 5 лет с момента изготовления.

Утилизация: утилизировать как эпидемиологические опасные отходы.

Рекламации: при возникновении вопросов, проблем или неполадок обращайтесь к уполномоченному представителю производителя в РФ.

Продавец / импортер / уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БЕЛЛА Восток», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, д. 9, тел.: 8 495 726 55 25.

Символы на упаковке:

	Код партии		Возможность утилизации использованной упаковки (LDPE – полиэтилен низкого давления)
	Использовать до		Производитель, адрес, наименование
	Запрет на повторное применение		Номер по каталогу
	Не допускать воздействия солнечного света		Не использовать при повреждении упаковки
	Беречь от влаги		Знак «medical device»
	Европейское соответствие		Знак «Зеленая точка»
	Стерилизация оксидом этилена		
	Не стерилизовать повторно		

Рег.№ ФСЗ 2012/11930 от 10.04.2012 г.

Дата последней верификации:
